

防水シート用ずれ防止「シーツクリップ」について

開発の思いと過程

FiT 有限会社フィット

- ・介護現場では、寝具への汚染を防ぐため、防水シートが使用されていますが、着床時・臥床時・離床時の動きによりズレが生じ、寝具類を汚染することがあります。
- ・こうした現場で働く伊那市の介護福祉士の坂本さんが、「何とかこの状況を改善したい」との思いで防水シートのずれ防止器具を発案しました。試作品を製作し、改善を加え、特許も出願されました。
- ・商品化し多くの現場で使っていただければと考えましたが、坂本さんは働いている個人のため商品化は難しく、上伊那地方事務所商工観光課のアドバイスを得て、地域資源製品開発支援センターに2012年9月相談されました。
- ・2012年10月に、坂本さんとセンターが弊社に相談に訪れました。介護用品はすでに開発販売していましたし、「無いから作る」という思いが弊社の理念にフィットし、商品化に取り組むことにしました。
- ・量産し購入されやすい価格実現のため、防水シートをしっかり掴むようにクリップ部分を波形状とし、長期に渡って安全に使えるよう、割れにくい耐久性のある素材を使用することにしました。また、一度しか使わぬ梱包ケースにも配慮し、パーム油の搾りかす「ヤシカサパルプ」を原料とした非木材紙を使用しました。
- ・地域資源製品開発支援センターからは商品化、パッケージデザイン等の協力を得ました。



<シーツクリップ>

商品の特徴

- **シンプル形状。**(ホールド性のための波形状と怪我をしないような丸みを持たせてあります。)
- **使わない時にフック等に掛けられる穴があります。**
- **耐久性、清潔感、メンテナンスを考え無色透明のPET (ポリエチレンテレフタレート)樹脂を使用。**

価格

オープン価格：実売3,000円(税込)

販売日

発売開始日：2013年3月27日(水曜日)

販売ルート


FiT ネットショップ

商品・購入のお問い合わせ


有限会社フィット TEL：0266-26-1400
FAX：0266-26-1401
FiT ネットショップ
<http://fit-movingeye.jp/netshop/main/>

(本社)
〒393-0023 長野県諏訪郡下諏訪町富ヶ丘6750
代表取締役 長岡 暢
(担当) 常盤 恵香


- 1 防水シートにシーツクリップを挟み込みます。



- 2 シーツクリップを1回転させます。



- 3 シーツクリップをマットレスの下に挟み込みます。



<ご使用方法>



<パッケージ>